



**УСТРОЙСТВО МЕДИЦИНСКОЕ DETENSOR («ДЕТЕНЗОР»)
ДЛЯ ПАССИВНОЙ РАЗГРУЗКИ ПОЗВОНОЧНИКА**

Таблица для определения жесткости
терапевтического мата 18% и матраца для ночного сна 5%

Вес	40-50 кг		51-60 кг		61-70 кг		71-80 кг		81-90 кг		91-100 кг		101-120 кг		Более 120 кг	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Возраст																
Рост																
До 150 см	2	1	2	1	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3
151-160 см	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
161-170 см	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
171-180 см	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
181-190 см	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	3	3
191-200 см	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	3	3
201-210 см	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	2
Выше 211 см	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2
	<p>Для взрослых:</p> <p>A – Возраст до 65 лет</p> <p>B – Возраст свыше 65 лет</p> <p>Для детей (в зависимости от возраста, веса и комплекции, подбирается индивидуально):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Жесткость 0s – до 3 лет • Жесткость 0 – от 3 до 7 лет • Жесткость 1 – от 7 до 15 лет 															

Таблица соответствует исследованиям и рекомендациям компании «**DETENSOR Kurt Kienleine U. (Austria)**»
для продукции, выпущенной с 01.02.2011 г. по сегодняшний день.

ООО «Детензор-Мед» (Россия)

Генеральный директор
Кинляйн О.В.

Дата публикации: 10 января 2013 г.